

NoSnorePlus M / XL

Dilatateur Nasal

Notice d'utilisation:

Dilatateur nasal NoSnorePlus

Cette notice d'utilisation présente les instructions de sécurité et de bonne utilisation du dilatateur nasal NoSnorePlus. Lisez-la attentivement et conservez-la pour une future lecture.

Description:

Le dilatateur nasal NoSnorePlus est un dispositif médical réutilisable de classe I.

Produit à partir de matériaux non colorés et recommandés pour les dispositifs médicaux.

Spécialement conçu pour les narines sensibles.

Indications:

Le dilatateur nasal NoSnorePlus facilite la respiration et est recommandé pour les personnes:

- souffrant de ronflement.
- souffrant d'une déviation de la cloison nasale, de rhume, ou de rhinite allergique.
- ayant une activité physique (marche rapide ou effort).

Contre-indications:

Ne pas utiliser par les personnes sujettes au saignement de nez ou ayant des blessures au nez.

Effets:

Le dilatateur nasal NoSnorePlus est doux, délicat, confortable et utilisable en toute discrétion.

- Soulage la congestion nasale
- Facilite la respiration
- Réduit le ronflement
- Permet un meilleur sommeil

Le dilatateur nasal NoSnorePlus:

- s'adapte aux narines.
- adhère fortement.
- reste en place toute la nuit.
- ne cause ni irritation ni pincement.

Le dilatateur nasal NoSnorePlus aide également à l'hygiène de bouche, en éliminant la sensation permanente de sécheresse de la bouche et la mauvaise haleine au réveil, due à l'obstruction de la respiration nasale.

Instructions d'utilisation :

Avant de dormir, placez le dilatateur nasal NoSnorePlus dans les narines après les avoir nettoyées.

Avant chaque utilisation, nettoyez soigneusement le dilatateur nasal à l'eau savonneuse tiède et séchez-le.

Remplacez le dilatateur nasal après un mois d'utilisation, ou plus tôt si celui-ci a été endommagé.



ATTENTION: Le dilatateur nasal NoSnorePlus n'est utilisable que par des adultes. Tenir hors d'accès des enfants.

Configurations des boîtes disponibles:

- Une boîte contient 3 dilatateurs taille M (medium) et un dilatateur taille XL, sous pochette, avec notice d'utilisation.
- Une boîte contient 3 dilatateurs taille XL (extra large) et un dilatateur taille M, sous pochette, avec notice d'utilisation.

Notice réalisée en Décembre 2013.

Fabricant: PLAST-MED., 32-425 Trzemeśnia 565, County of Myślenice, Lesser Poland Voivodeship.



Dispositif Médical de Classe I, enregistré auprès de l'ANSM

Distributeur Exclusif en France :

Atlantis Medical Systems

33520 Bruges

info@AtlantisMedicalSystems.fr

www.AtlantisMedicalSystems.fr